

Lubragel®



KARAKTERISTIKA

Lubragel är en steril vattenlöslig gel med lidokain som används för smörjning av katetrar och instrument.

Genom sin smörjande effekt hjälper Lubragel till att förebygga trauma mellan urinrörets slemhinna och en kateter eller ett instrument.

Dessutom minskar risken för infektioner genom dess antiseptiska egenskaper och tillåter ett smärtfritt införande tack vare den lokalbedövande effekten.

Lubragel är ett klart, vattenlösligt, fettfritt glidmedel.

Det är inte skadligt för gummi-, plast- eller glasytor.

INDIKATIONER

| Avdelning | Procedur |
|------------|---|
| Urologi | Urethral och suprapubisk kateterisering |
| Urologi | Cystoskopi |
| Endoskopi | Endoskopi |
| Gynekologi | Gynekologiska undersökningar |
| | Rektala undersökningar och utredningar |

| Innehåll | per 100 g | |
|----------------------|-----------|----------------|
| Lidokain HCl | 2,00 g | Lokalbedövning |
| Klorhexidinglukonat | 0,25 g | Antiseptisk |
| Metylhydroxibensoat | 0,06 g | Antiseptisk |
| Propylhydroxibensoat | 0,025 g | Antiseptisk |
| Hydroxietylcellulosa | | Smörjande |
| Propylenglykol | | Smörjande |
| Vatten | | |





ANVISNING FÖR ANVÄNDNING

Ansvarig vårdpersonal skall fatta beslut om mängden av Lubragel som ska användas.

Öppna förpackningen genom att dra isär flikarna vid kolvstångens bakre del.

Ta av den blå hatten från sprutan.

Spruta in en droppe gel för att underlätta införandet.

Sätt munstycket i området som ska smörjas och tryck sakta på sprutkolven för att få ut Lubragel.

Applicera den återstående gelén i förpackningen på ytan av katetern eller instrumentet i fråga.

Överbliven gel kastas därefter.

ANMÄRKNINGAR & LAGRING

Skalan på sprutan är endast en orientering för användaren och har inte en mätfunktion. Förvaras vid 5-30 ° C fram till utgångsdatum. 3 år hållbarhet.

STERILISERING

Lubragel är steriliserad med strålning efter förpackningen. Om förpackningen är skadad skall den inte användas eftersom steriliteten då är förlorad.

SORTIMENT

| Art. nr | Innehåll | Avdelningsförpackning |
|----------|--------------|-----------------------|
| LG-L 006 | 6 ml spruta | 25 stycken |
| LG-L 011 | 11 ml spruta | 25 stycken |
| LG-L 020 | 20 ml spruta | 25 stycken |

TILLVERKARE : ISTEM MEDIKAL Ivedik Org.San.Böl. 661.Sok..No.4 Ostim-Ankara/TURKIET