

A hand is holding a blue catheter. The tip of the catheter is being held against the side of a finger to demonstrate its flexibility and the design of its multi-lumen tip. The background is a light blue gradient.

***iQ*CATH**


**... bästa möjliga spets  
du kan få!**

Trygg och säker kateter  
för män

# Problemlös katetrisering

Mannens urinrör är krokigt och 18-25cm långt. IQ-Cath är planerad för att fungera i situationer, där en traditionell kateter orsakar problem. IQ-Cath

kateterns droppformade och flexibla spets passerar även urinrör med strikturer, ärrbildningar eller fickor, utan att orsaka irritation eller ytterligare skada.



 Video IQ-Cath  
[www.iq-cath.com](http://www.iq-cath.com)



## Förstorad prostata

eller en spastisk sphincter gör det svårare att föra in katetern i urinblåsan.

## Fickor

i urinröret hindrar katetern från att passera fritt och ökar risken för skador.

## Strikturer

kan göra det omöjligt att använda en traditionell kateter.

## Ärr

som bildats av små skador i urinröret gör det svårt för katetern att passera.

# IQ-Cath kateterns struktur


Fyra till sex gånger i dagen, 150 gånger i månaden, 1800 gånger i året. Så många gånger förs i genomsnitt en tappningskateter genom urinröret till blåsan, hos en person med intermitterande katetrering.

Därför är det viktigt att använda en högklassig kateter, vars egenskaper kan förebygga skador i de nedre urinvägarna.



## Droppformad spets

Den unika, patentförda, droppformade spetsen passerar skonsamt och säkert urinröret.



## Rundade hål

Kateterns både på in- och utsidan rundade hål förebygger uppkomsten av slemhinneskador.




## Flexibel zon

Tack vare den droppformade spetsen och ändans flexibilitet passerar IQ Cath lätt, utan att orsaka tryck mot urinrörsväggen.


## Hydrofil tappningskateter – för män, längd 43 cm

IQ-Cath 20 – ej omedelbart brukbar • steril




●	10	3,3	IQ 2004.10	IQ 2014.10
○	12	4,0	IQ 2004.12	IQ 2014.12
●	14	4,7	IQ 2004.14	IQ 2014.14
●	16	5,3	IQ 2004.16	IQ 2014.16
●	18	6,0	IQ 2004.18	IQ 2014.18

IQ-Cath 27 – färdig för bruk, medföljer 0,9% saltlösning (påse) • steril



●	10	3,3	IQ 2704.10	IQ 2714.10
○	12	4,0	IQ 2704.12	IQ 2714.12
●	14	4,7	IQ 2704.14	IQ 2714.14
●	16	5,3	IQ 2704.16	IQ 2714.16
●	18	6,0	IQ 2704.18	IQ 2714.18


IQ-Cath 28 – färdig för bruk, aktiveringsvätska (spruta) medföljer • steril



●	10	3,3	–	IQ 2814.10
○	12	4,0	–	IQ 2814.12
●	14	4,7	–	IQ 2814.14
●	16	5,3	–	IQ 2814.16
●	18	6,0	–	IQ 2814.18


## Gelkateter för engångsbruk – för män, längd 43 cm

IQ-Cath 30 – ej färdig för bruk • steril




●	10	3,3	IQ 3004.10	IQ 3014.10
○	12	4,0	IQ 3004.12	IQ 3014.12
●	14	4,7	IQ 3004.14	IQ 3014.14
●	16	5,3	IQ 3004.16	IQ 3014.16
●	18	6,0	IQ 3004.18	IQ 3014.18

IQ-Cath 31 – färdig för bruk • gel medföljer (påse) • steril




●	10	3,3	IQ 3104.10	IQ 3114.10
○	12	4,0	IQ 3104.12	IQ 3114.12
●	14	4,7	IQ 3104.14	IQ 3114.14
●	16	5,3	IQ 3104.16	IQ 3114.16
●	18	6,0	IQ 3104.18	IQ 3114.18

IQ-Cath 32 – omedelbart färdig för bruk • förbehandlad med glidämne • steril



●	10	3,3	IQ 3204.10	–
○	12	4,0	IQ 3204.12	–
●	14	4,7	IQ 3204.14	–
●	16	5,3	IQ 3204.16	–
●	18	6,0	IQ 3204.18	–

IQ-Cath 36 – Färdig för bruk • gel medföljer (påse) • urinuppsamlingspåse 1 liter • steril



○	12	4,0	IQ 3604.12	IQ 3614.12
●	14	4,7	IQ 3604.14	IQ 3614.14
●	16	5,3	IQ 3604.16	IQ 3614.16
●	18	6,0	IQ 3604.18	IQ 3614.18

Fås i förpackning på 30st.

Distributör:

**Dolema AB**

Bergkällavägen 27 B • 192 79 Sollentuna • Sverige

Tel. 08-446 15 06 • Fax 08-446 15 07

info@dolema.com • www.dolema.com



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten